

# ALTELLUS<sup>®</sup>



**Altellus 300 mcg**  
**Pacientes a partir de 30 Kg**

**Altellus 150 mcg**  
**Pacientes entre 15 y 30 Kg**



Tapa azul de seguridad

Ventana de visibilidad

Extremo naranja

**Esta medicación es un tratamiento de emergencia.**

**Llamar siempre al 112 una vez administrado, indicando que está sufriendo una anafilaxia, incluso aunque parezca que los síntomas estén remitiendo.**





1. Agarre Altellus® adultos con la mano dominante, con el extremo naranja apuntando hacia abajo. Con la otra mano quite la tapa azul de seguridad.



2. Sujete la unidad Altellus® a una distancia aproximada de 10 cm de la parte externa del muslo con el extremo naranja apuntando a la parte externa del muslo



3. Clave la unidad Altellus® enérgicamente en la parte externa del muslo, en ángulo recto (de 90 grados). Escuchará un “click”. Mantenga durante 10 segundos el dispositivo .



4. Retire el dispositivo. El protector naranja de la aguja se extenderá cubriendo la misma. Masajee el área de inyección durante 10 segundos.

6. Compruebe que se ha oscurecido la ventana de visibilidad del autoinyector.

5. Llame al



Sello farmacia